

Gewebeeinbettmedium

KLINIPLAST



Produktbeschreibung:

Zusammensetzung	hochgereinigtes, reines Paraffin in Granulatform
Schmelzpunkt	56 - 58 Grad Celsius
Lagerung	trocken bei Raumtemperatur lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
Verpackung	weißer Kunststoffsack mit Schüttvorrichtung

Bestellinformation:

Ausführung	VE	Artikel-Nr.
KLINIPLAST Gewebeeinbettmedium	100 Kg (4 x 25 Kg)	2501008