

KliniMark WIRE

MARKIERUNGSTECHNIK FÜR EINE PRÄZISE LOKALISATION DER LÄSION

BIOPSIE
SENOLOGIE
MRT

KliniMark Wire dient zur Lokalisation non-palpabler Läsionen in der Brust. Die Lokalisierungsnadeln vereinfachen das Auffinden des Befundes.

Jeder nicht tastbare (non-palpabler) jedoch bildgebend operationsbedürftige Befund muss präoperativ für den Chirurgen lokalisiert und markiert werden. Nur mittels Markierung gelingt eine sichere Entfernung mit kleinstmöglichem zu entfernenden Gewebevolumen. KliniMark Wire verbindet eine einfache und punktgenaue Handhabung mit einer schonenden Anwendung und gewährleistet eine gute Sichtbarkeit im Ultraschall und im Röntgenbild.

KliniMark Wire ist als nicht repositionierbarer Doppelhaken erhältlich.



Dank präziser Lokalisation und damit begrenzter Gewebsexzision kommt es zu keiner kosmetischen Deformierung.



KliniMark Wire Drahtmarkierung Doppelhaken, nicht repositionierbar

Ausführung	Größe (Gauge)	Länge (mm)	VE	Artikel-Nr.
KliniMark Wire, nicht repositionierbare Drahtmarkierung mit Doppelhaken	20	100	10	101200100

HINWEIS: KliniMark Wire ist ein steriles Einwegprodukt und nur zur einmaligen Anwendung vorgesehen. Nach Gebrauch nicht wiederverwenden: Infektionsgefahr! Achtung: Körperflüssigkeiten können infektiös sein.

NEXUS / CURATOR - Lenkungsinformation unter Dok.-Nr. 6062 | V. 2 vom 16.07.2019 | Gültig bis: 30.01.2020 | S. 1 / 1