

FlowSpoon™ FlowCup™

Stillunterstützung

Materni's innovative, sichere und einfache Stillhilfen zur Unterstützung von Mutter und Kind von der ersten Minute an.



Vertrieb durch Klinika Medical GmbH



Innovation in der Stillunterstützung

Die von Materni entwickelten einfachen, aber effizienten Stillhilfen unterstützen das Stillen im Krankenhaus und zu Hause vom ersten Moment an.

Kolostrum Darreichung

Der weiche und flexible FlowSpoon™ ermöglicht eine sichere Sammlung und effiziente Verabreichung von Kolostrummilch. Der Löffel ist einzeln verpackt und bis zum Einsatzort geschützt. Es kann bis zu 6 ml Milch aufnehmen.

Sichere und kontrollierte Gabe

Materni FlowCup™ ist ein einzigartiges, einfaches und erschwingliches Auffanggefäß für die Verabreichung von aufgefangener Muttermilch. FlowCup™ hilft, Reizungen im Brustwarzenbereich zu vermeiden und ermöglicht die Ernährung im natürlichen Tempo des Babys. Kein Auslaufen oder Verschütten. Keine Milch-Speichel-Mischung. Sein einfaches Design und seine einfache Handhabung bietet Ernährungsflexibilität für den Profi und für beide Elternteile. Auch bei Gaumen-Kiefer Spalte (Cheiloschisis)

Materni bietet 2 Designs an: M1 wurde ursprünglich mit einer Brücke entworfen, um den Milchfluss zu kontrollieren und so dem Tempo des Babys zu folgen. Der M2-Cup wurde in enger Zusammenarbeit mit medizinischem Fachpersonal entwickelt. Sein Design erlaubt die Verabreichung bis zum letzten Tropfen und bietet gleichzeitig eine langsame und kontrollierte Freisetzung.



FlowCup™



FlowSpoon™



Materni FlowSpoon™ und Materni FlowCup™ Standard-Produktpalette

Artikel	Artikel Nr.	Schraubgewinde	Mikrobiologie	Stück/Karton
Materni FlowCup™ - M1 (Brücke) (vormontiert)	MEPE0111	EU	CBM*	140
Materni FlowCup™ - M2 (vormontiert)	MEPE0113	EU	CBM*	140
Materni FlowSpoon™	MEPA0012	n/a	CBM*	125
Materni RTU* Flasche mit Deckel – 50 ml	MEPA0106	EU	CBM*	210

* CBM: Clean by manufacturing, ReinraumISO 6 produziert und gepackt. Mikrobiologisch rein.

*RTU: Ready to Use - Gebrauchsfertig