



Sauger

Materni's
gebrauchsfertige
Sauger für die
Neonatologie,
Entbindung und
Pädiatrie



Materni einfach und sichere Sauger Standard-Produktlinie

Artikel	Artikel Nr.	Schraub- gewinde	Mikrobiologie	Verpackung	Stück/Karton
Materni Sauger - Groß - Slow Flow	MEPA0101	EU	CBM*	Einzel verpackt	140
Materni Sauger - Groß - Fast Flow	MEPA0102	EU	CBM*	Einzel verpackt	140
Materni Sauger - groß - Extra Fast Flow** (NEU)	MEPA0115	EU	CBM*	Einzel verpackt	140
Materni Sauger - Medium - Slow Flow	MEPA0103	EU	CBM*	Einzel verpackt	140
Materni Sauger - Medium - Fast Flow	MEPA0104	EU	CBM*	Einzel verpackt	140
Materni Sauger - Medium - Extra Fast Flow** (NEU)	MEPA0118	EU	CBM*	Einzel verpackt	140
Materni Sauger - Neonatology / Klein - Slow Flow	MEPA0105	EU	CBM*	Einzel verpackt	140

* CBM: Clean by manufacturing, Reinraum ISO 6 produziert und verpackt. Mikrobiologisch rein.

** Für dicke (viskose) gefertigte Formula



Sauger

Materni Sauger wachsen mit dem Baby. Für jedes Baby gibt es eine passende Größe, sowohl für normale als auch für dickere Milch, so dass Ihr Baby jederzeit problemlos trinken kann.

Die Wahl des perfekten Saugers für jedes Baby hängt vom Alter des Babys und der Konsistenz der bevorzugten Milch ab. Materni bietet eine breite Palette von preiswerten Saugern mit verschiedenen Größen und Geschwindigkeiten an, die für jede Situation geeignet sind.

Ein komplettes und vielseitiges Sortiment an Saugern für den Krankenhausbereich.

- Sicher und hygienisch, einzeln verpackt, einsatzbereit
- Keine-Chemie-Philosophie: frei von EO-, Latex-, BPA-, Phthalate and flüchtigen Stoffen.
- Bissfest nach EN 14350:2004 (1&2) – (EU) n° 10-2011
- Kein Zusammenfallen des Saugers während der Fütterung dank verstärkter Ausführung
- Ergonomisch: breite Saugerauflage
- Passend für jedes Alter: klein (Frühchen), mittel (< 2.75 kg) large (> 2.75 kg)
- Drei wählbare Trinkgeschwindigkeiten:
 - Slow Flow (SF) – geringer Durchfluss – zur Stillunterstützung – dünne Milch
 - Fast Flow (FF) – für angedickte Milch
 - Extra Fast Flow (XFF) für hochviskose Formula
- Universell einsetzbar für alle Fütterungsflaschen
- Einteiliges Ring- und Saugerdiesign = keine Leckage

Einzigartige Vorteile der Materni Sauger



Kleiner Sauger

Neonatologie



Slow Flow

Medium Sauger

Entbindung und Pädiatrie



Slow Flow



Fast Flow



Extra Fast Flow

Große Sauger

Entbindung und Pädiatrie



Slow Flow



Fast Flow



Extra Fast Flow

“Als das Baby und ich nach Hause kamen, hatte der stolze Vater bereits 60 Euro für luxuriöse Markensauger und Flaschen ausgegeben, aber keiner von ihnen war zufriedenstellend. Wir konnten das Heruntertropfen nicht aufhalten. Glücklicherweise, nach nur einem kurzen Blick ins Internet, haben wir Materni Krankenhaus Sauger gefunden.”

Karin, Mutter