

NUTRICAIR™

BABYFLASCHEN



Ernährung

*Von der Milchgewinnung
bis zum Füttern mit Muttermilch*

Das Versprechen von CAIR LGL:


- » Individuell angepasste Lösungen für das Gesundheitswesen und verschiedene Patientengruppen,
- » Innovationsleidenschaft und Engagement für eine höhere Versorgungsqualität,
- » Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die neue Herausforderungen mit großer Begeisterung angehen.

CAIR LGL heute:


500
Mitarbeiter



2
Produktions-
Standorte

Globale
Präsenz
In über 60
Ländern



> 80
Händler

4 Niederlassungen



**Über
50 Millionen**

vermarktete
Produkte pro
Jahr

**Über
1000**

Bestell-
nummern
von
Medizin-
produkten

**3 Produkt-
linien**

- Infusion / Chemotherapie
- Nahrung
- Absaugung / Beatmung

CAIR LGL – ein wichtiger Partner

- » Einsatz unserer gesamten Kompetenz für die Entwicklung von Produkten, die die Anforderungen von Patienten und medizinischem Fachpersonal in den Bereichen Infusion, Chemotherapie, Nahrung, Absaugung und Beatmung erfüllen.

CAIR LGL, Know-how und Fachkompetenz

Mit einem Komplettangebot an Produkten zur sicheren Verabreichung:

- » von Infusionen mit NEUTRACLEAR™,
- » von Chemotherapie mit CHEMO-DRIVE,
- » und jetzt auch von Nahrung mit NUTRICAIR™ Enteral.

Ihr Partner für eine optimale Gewinnung und Verabreichung von Muttermilch



Milchgewinnung: Pumpsets

Für die Bedürfnisse von Müttern entwickelt,
für den Einsatz im Krankenhaus angepasst

Für Mütter, die nicht stillen können, ihr Baby aber mit Muttermilch versorgen möchten

Einweg-Pumpsets



Komfortabel, für ein besseres Abpumpen der Milch

- Ergonomische, atraumatische Brusthaube zur Verbesserung der Milchgewinnung

Einsatzbereit und anwenderfreundlich

- Ein- oder beidseitiges Pumpen
- Steril, einzeln verpackt



- Für unterschiedliche Mütter
 - 2 Brusthaubengrößen:
 - M (26 mm)
 - L (30 mm)

- Kompatibel mit Brustpumpen des Typs Medela, Ameda oder Kitett



Zubereiten, Lagern und Füttern: Behälter

- » Gute Handhabung
- » Einfaches Zu- und Aufschrauben

Babyflaschen mit Sauger für Säuglinge geeignet

- » Sauger: Frühgeborene,
 - » 1 Durchflussgeschwindigkeit,
 - » 3 Durchflussgeschwindigkeiten
- Behälter: 60, 130, 240 ml



Milchbehälter mit Kappe

- Zur Aufnahme, Zubereitung und Lagerung
- » Flexibler und robuster Behälter aus Polypropylen mit Messkala
- » Wasserfest, geeignet zum Pasteurisieren und Einfrieren



Milchbecher

- Mit Skala von 10 bis 60 ml





Saugen: Sauger

3 Saugermodelle für 3 Saugarten und Bedürfnisse von Säuglingen

Frühgeborenes

3 Durchflussgeschwindigkeiten



NCT818A

Termingeborenes Baby








1 Durchflussgeschwindigkeit 3 Durchflussgeschwindigkeiten



NCT211A



NCT312A

-  Für komfortables Saugen entwickelt
 -  Flexibler Sauger aus Elastomer
 -  Streifen zur Luftregulation: lassen Luft in die Flasche
-  Einfach erkennbar
 -  Jeder Saugertyp hat eine andere Farbe
-  Füttern unter hygienischen Bedingungen
 -  Verpackt mit einer Schutzkappe, Milchbecher mit Messskala von 10 ml bis 60 ml und mit Clip am Ring befestigt



 FLASCHEN



FLASCHE MIT KAPPE			
NCB1060A	60 ml Flasche + Kappe	1	140
NCB1130A	130 ml Flasche + Kappe		120
NCB1240A	240 ml Flasche + Kappe		84
NCB1060V	60 ml Flasche + Kappe	18	234
NCB1130V	130 ml Flasche + Kappe	14	154
NCB1240V	240 ml Flasche + Kappe	16	88

SAUGER



BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG	MENGE / BLISTER	MENGE / BOX
SAUGER – EINZELN VERPACKT			
NCT211A	Sauger mit 1 Geschwindigkeit – violetter Ring	1	100
NCT312A	Sauger mit 3 Geschwindigkeiten – weißer Ring		100
NCT818A	Sauger für Frühgeborene mit 3 Geschwindigkeiten – blauer Ring		100
SAUGER – MULTIPACK			
NCT211V	Sauger mit 1 Geschwindigkeit – violetter Ring	28	112
NCT312V	Sauger mit 3 Geschwindigkeiten – weißer Ring	28	112
NCT818V	Sauger für Frühgeborene mit 3 Geschwindigkeiten – blauer Ring	28	112



PUMPSETS

BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG	MENGE / BLISTER	MENGE / BOX
PUMPSET FÜR VAKUUM			
NCB4115G	Brusthaube M: 26 mm + 150 cm Schlauch + 130 ml Flasche	1	30
PUMPSET FÜR MUTTERMILCHPUMPEN TYP AMEDA und MEDELA			
NCB607	Brusthaube M: 26 mm mit Ventil + 110 cm Schlauch	1	30
NCB6107	Brusthaube M: 26 mm mit Ventil + 110 cm Schlauch + 130 ml Flasche	1	30
NCB637	Brusthaube L: 30 mm mit Ventil + 110 cm Schlauch	1	30
NCB6137	Brusthaube L: 30 mm mit Ventil + 110 cm Schlauch + 130 ml Flasche	1	30
PUMPSET FÜR MUTTERMILCHPUMPEN TYP KITETT			
NCB407	Brusthaube M: 26 mm + 150 cm Schlauch	1	30
NCB4107	Brusthaube M: 26 mm + 110 cm Schlauch + 130 ml Flasche mit Stopper	1	30
NCB4107Y	Brusthaube M: 26 mm + 110 cm Schlauch + Y-Anschluss + 2 x 130 ml Flaschen	1	15

ZUBEHÖR



BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG	MENGE / BLISTER	MENGE / BOX
NCT010A	Milchbecher mit Skala von 10 bis 60 ml	1	100
NCT100A	Kappe für Babyflasche	1	200
NCT100V	Kappe für Babyflasche	10	200
NCT514A	Weithals-Schraubkappe mit Luftfilter für Nahrungsbeutel / Babyflaschen mit ENPlus Cross Port	1	100

NUTRICAIR™

BABYFLASCHEN



RN6 Parc tertiaire de Bois Dieu - 1, allée des Chevreuls - 69380 Lissieu - France
Tél. +33 (0) 4 78 43 77 44
www.cairlgl.fr

zu beziehen über:
KLINIKA Medical
GmbH
[info@klinika-
medica.de](mailto:info@klinika-medica.de)
+4960819139-0